

Tensoplast®

Elastisk självhäftande



Fast, porös stöd
 Porös häftmassa
 Gul mittlinje
 Mjuka kanter

Tensoplast® Elastisk självhäftande linda är avsedd för kompression och ger en begränsad rörelse med maximalt stöd. Den är framställd av en lågelastik väv bestående av bomull och rayon med häftmassa av zinkoxid,

FÖRDELAR

Fast riktad stöd. Väven ger elastiska och uppbyggande egenskaper och benet får en fast, riktad stöd som ger ett tryck för de flesta skador.

Porös mittlinje

Den porösa häftmassan täcker hela ytan och är luftgenomsläpplig. Detta minimerar risken för hudmaceration och häftförmågan kvarstår även under längre tids behandling.

Gul mittlinje

En gul mittlinje är invävd längs hela lindan, vilket underlättar en exakt överlappning under lindningen.

Mjuka kanter

Lindan skaver ej och efterlämnar ej heller märken på huden. Designen förhindrar veckbildning.

INDIKATIONER

1. kompressionsbehandling av åderbräck och bensår (flebit och trombos).
2. Vrickningar och sträckningar.
3. Idrottsskador och profylax
4. Fixering av förband.

Art nr	Storlek	Fp/st	Trp/st	Färg
71545-00	5cm x 2,7m	12	72	vit
71546-00	7,5cm x 2,7m	12	72	vit
71547-00	10cm x 2,7m	12	72	vit

® Reg Trade Mark