



Artikelnummer 90068

Sängväska, vit

✓ För användning inom sjukvården, placeras på sängkant för förvaring eller lättare avfall.

Produktbeskrivning

Avfallspåse i plast för upphängning på säng.



Produktspecifikationer

| | |
|---|------------------------------------|
| Artikelbenämning | Sängväska |
| Färg | Vit |
| Längd/djup | 25 cm |
| Bredd | 65 cm |
| Tjocklek | 50 micron |
| Instruktioner för produktkassering | Kan återanvändas eller brännas. |
| Instruktioner för förpackningskassering | Kan återanvändas eller förbrännas. |

Förpackning

| Enhet | Innehåll | Längd | Bredd | Höjd | EAN |
|---------|----------|-------|-------|-------|-----|
| kartong | 1000 st | 34 cm | 34 cm | 21 cm | |
| fp | 100 st | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
| st | 1 st | | | | |



PE med låg densitet.