

PRODUKTBLAD

Dispenserhållare Dispenso 255 Säng Art nr. 203011



Produktinformation

Beskrivning
Specifikation

Dispenserhållare Dispenso 255 Siewert utan arm
600ml för säng

Sänghållare för stående flaska med mått 67 x 67 mm, 600ml. Avsedd för sjuksängar. Passar även på iva-skena och op-skena.

Tillverkare

Harry Holms



Tillverkas i Sverige

Antal/avdelningsförpackning: 0
Antal/transportförpackning: 50
Enhet: ST