

## PRODUKTBLAD

**Dispenserhållare Dispenso 600**

Art nr. 203094

**Produktinformation**

Beskrivning           Dispenserhållare Dispenso 600 Siewert med arm  
Specifikation         600ml för vägg

Avsedd för stående 600ml flaska.  
Främst avsedd för sjukvård, läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Tillverkad i rostfritt stål

Tillverkare           Harry Holm

<b>Antal/avdelningsförpackning</b>	<b>0</b>
<b>Antal/transportlåda:</b>	<b>0</b>
<b>MBA</b>	<b>1</b>
<b>Enhet</b>	<b>ST</b>