

Cederroth vägghållare



Produktinformation:

Robust och praktisk vägghållare för Cederroth Ögondusch 500 ml (REF 7251). Med vägghållaren får flaskan en bestämd plats så att alla vet var den finns.

Flaskan sitter fastlåst i vägghållaren och öppnas automatiskt när den vrids ur hållaren – ögonsköljning kan påbörjas omedelbart.

Kan placeras på flera olika sätt och passar därför alla arbetsplatser och lokaler.

Efterlysande instruktionsskylt medföljer.

TIPS!

Sätt gärna upp två vägghållare bredvid varandra. En olycka kan drabba båda ögonen.

Mått: B 9 x H 27 x D 7 cm