



TePe Classic™

Skaf	Polypropen (PP).
Strån	Polyamid. (PA) TePe Classic Mjuk har 2000 strån/ TePe Classic Extra Mjuk har 2700 strån.
Hals	Böjbar efter uppvärmning.
Autoklivering	Tryck: 2 bar Grader: 134°C Tid: 3 min.
Förpackning	1-pack i påse. Påse av polypropen (PP). 100 st/kartong. Kartong av klorfri wellpapp.
Sopsortering	Tandborsten och påsen i vanliga hushållsavfallet. Kartongen i kärl för wellpappåtervinning.

Produkt- egenskaper

- Greppvänligt skaf.
- Rektangulärt borsthuvud.
- För de som föredrar ett något större borsthuvud.