

Skin Care  
at Work

**Sterisol**

# Sterisol System

## Dispensrar och tillbehör

### Egenskaper

---

Sterisol System är ett hudvårdssystem som erbjuder högkvalitativa produkter utan onödiga tillsatser, med en mycket låg plastförbrukning. Dispenserlösningarna är helt unika och gör det möjligt att dosera lufttätt, hygieniskt och exakt. Dispensrarna nedan kan användas till alla produkter av aktuell storlek inom Sterisol System.

## Sterisol System

### Underhåll

---

Tack vare att de täckta dispensrarna har genomskinliga kåpor kan man se hur mycket produkt som är kvar och lättare veta när det är dags att byta.

### Rengöring

---

Alla dispensrar kan rengöras genom avtorkning. De dispensrar som är helt gjorda av plast eller metall kan också diskas. Vid disk i maskin kan vatten av högst 93°C i max tre minuter användas. Kom ihåg att montera isär dispenserns alla delar innan, annars riskerar den att deformeras under höga temperaturer. Sätt ihop igen efter tokning. Automatdispenserns kåpa kan rengöras genom våttorkning, resterande del av dispensern genom torr-torkning.

Sterisol AB Box 149,  
592 23 Vadstena  
Telefon: 0143 768 68  
info@sterisol.se  
www.sterisol.se



Art. nr. 4551  
Dispenser 0,7 l av plast,  
vit med transparent  
kåpa. Mått: 200 x 115 x  
120 mm.



Art. nr. 4552  
Dispenser 0,7 l av plast,  
svart med tonad trans-  
parent kåpa. Mått: 200 x  
115 x 120 mm.



Art. nr. 3551  
Dispenser 2,5 l av plast,  
vit med transparent  
kåpa. Mått: 340 x 180 x  
130 mm.



Art. nr. 3552  
Dispenser 2,5 l av plast,  
svart med tonad trans-  
parent kåpa. Mått: 340 x  
180 x 130 mm.

**Material:**

Art nr. 4551, 4552: POM / PAGF / PC / ABS  
Art nr. 3551, 3552: PAG / PC / ABS



Art. nr. 4546  
Automatdispenser 0,7  
l, vit med transparent  
kåpa. EMC-godkänd.  
Batteridrivnen. Batterier  
medföljer ej. Mått: 228 x  
117 x 130 mm.



Art. nr. 4567  
Dispenser 0,7 l av plast,  
vit med transparent  
kåpa. Underarmsdoser-  
are av metall. Mått: 200  
x 110 x 200 mm.




Art. nr. 4547  
Dispenser 0,7 l av plast,  
vit med transparent  
kåpa. Underarmsdoser-  
are av plast. Mått: 200 x  
110 x 200 mm.



Art. nr. 4569  
Dispenser 0,7 l, robust  
och låsbar av rostfritt  
stål. Mått: 260 x 102 x  
140 mm.

**Material:**

Art nr. 4547: POM / PC / PAGF / ABS  
Art nr. 4567: POM / PC / ABS  
Art nr. 4546: POM / PC / PA / ABS



Art. nr. 4570  
Dispenser 0,7 l, metall-  
trådfäste. Underarms-  
doserare av metall.  
Mått: 200 x 90 x 125 mm.



Art. nr. 4573  
Sängfäste av metall.  
Passar alla Sterisol  
dispensrar 0,7 l.



Art. nr. 4572  
Sänghållare till Dispens-  
er trådfäste, av metall.  
Passar till art. nr. 4570.



Art. nr. 4508  
Golvstativ av metall,  
svart. Passar till disp-  
ensrar 0,7 l. Dropp-  
skydd medföljer.



Art. nr. 4509  
Golvstativ av metall, sil-  
ver. Passar till dispens-  
rar 0,7 l.



Art. nr. 4531  
Dispenser 5 l av plast,  
vit med transparent  
kåpa. Mått: 250 x 210 x  
185 mm.



Art. nr. 4535  
Dispenser 5 l av plast,  
svart med tonad trans-  
parent kåpa. Mått: 250 x  
210 x 185 mm.

**Material:**

Art nr. 4531, 4535 : PC / PP

Art nr	Namn	Antal i förp	Antal på pall	EAN-kod
4551	Dispenser 0,7 l, vit	20	560	7392173045517
4552	Dispenser 0,7 l, svart	20	560	7392173045524
3551	Dispenser 2,5 l, vit	4	120	7392173035518
3552	Dispenser 2,5 l, svart	4	120	7392173035525
4546	Automatdispenser 0,7 l, vit	1	-	7392173045463
4567	Dispenser 0,7 l, underarmsdosering metall	20	560	7392173045678
4547	Dispenser 0,7 l, underarmsdosering plast	20	560	7392173045470
4569	Dispenser 0,7 l, låsbar	1	200	7392173045692
4570	Dispenser 0,7 l, trådfäste	12	-	7392173045708
4573	Sängfäste av metall	12	-	7392173045733
4572	Sänghållare	12	-	7392173045726
4508	Golvstativ, svart	1	-	7392173045081
4509	Golvstativ, silver	1	-	7392173045098
4531	Dispenser 5 l, vit	4	80	7392173045319
4535	Dispenser 5 l, svart	4	80	7392173045357