

Tork Rengöringsduk Precision Turkos, W8



Artikel	190493
System	W8
Lager	1
Tryck	No
Vikt längd	19.3 cm
Vikt bredd	16 cm
Mönsterprägling	No
Ovikt längd	38.5 cm
Ovikt bredd	30 cm
Färg	Turquoise

Tork Rengöringsduk Precision är stark, flexibel och förpackad i en skyddande och bärbar plastförpackning. Den kan användas i Tork Dispenser Small Pack, som har utvecklats för att vara säker, effektiv och tillförlitlig. Dispensern har praktiska funktioner för enkel påfyllning och dispensering av ett ark i taget och erbjuder möjligheten att dra av rengöringsdukar med en hand.

www.tork.se

Uppfyller alla dina rengöringsbehov eftersom den kan användas med de flesta lösnings- desinfektions- och rengöringsmedel

Passar perfekt för rengöring av känsliga ytor tack vare sitt extremt låga fibersläpp och sina antistatiska egenskaper

Mångsidig rengöringsduk, vilket minskar behovet av flera olika typer av rengöringsdukar

Leveransdata			
	Konsumentförpackning	Transportförpackning	Pall
EAN	7322540823479	7322540823462	7322540830163
Antal	75	600	36000
Konsumentförpackning	-	8	480
Höjd	105 mm	177 mm	1920 mm
Bredd	195 mm	400 mm	800 mm
Längd	160 mm	400 mm	1200 mm
Volym	3.28 dm ³	28.32 dm ³	1.7 m ³
Nettovikt	589 g	4.7 kg	282.74 kg
Bruttovikt	595 g	5.4 kg	321.6 kg
Förpackningsmaterial	Plastic	Carton	-

Kompatibla produkter

Tork Dispenser Small Pack 655100

Liknande produkter



Miljömärkningar/Fördelar



The mark of responsible forestry



For Wiping



Aviation Certified

Kontakt

Essity Hygiene and Health AB
Professional Hygiene
Broplatsen 3
431 31 Göteborg

Telefon: 031-746 17 00

E-post: information.tork@essity.com