

Doseringspump 600 ml

Doseringspump



Vit plastpump som passar till standardflaskor som används inom sjukvården (28 mm gänga). Passar till 600 ml flaskor som till exempel DAX Clinical handdesinfektion eller DAX Mildtvål.

Pumpen doserar ca 2 ml.

Förpackningsvolym / Transport krt. Artikelnr.	Artikelnr.	GTIN
--	------------	------

1 x 1 st	C122	
----------	------	--

Ytterligare information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.