

Tork Extra Mjukt Vikt Toalettpapper Premium, T3



Artikel	114276
Längd, ovikt	19 cm
System	T3 - System Vikt Toalettpapper
Bredd, ovikt	11 cm
Längd, vikt	9.5 cm
Bredd, vikt	11 cm
Lager	2
Tryck	Nej
Färg	Vit

Systemet med Tork vikt toalettpapper erbjuder hygienisk utmatning av ett ark i taget, vilket minskar avfallet och underhållskostnaderna. Tork extra mjukt vikt toalettpapper erbjuder bästa möjliga utseende, känsla och prestanda. Systemet passar perfekt för platser med låg till medelhög besöksvolym, i synnerhet inom sjukvård och HoReCa-miljöer.

www.tork.se

Utmatning av ett ark i taget: hygieniskt och minskar förbrukning och avfallsvolym

Lyxigt, extra mjukt papper i tre lager som ger ett långvarigt intryck.

Lätt att fylla på: Flexibel påfyllning

Leveransdata			
	Konsumentförpackning	Transportförpackning	Pall
EAN	7310791199276	7310791199283	7322540167337
Antal	252	7560	317520
Konsumentförpackning	-	30	1260
Höjd	95 mm	247 mm	1879 mm
Bredd	95 mm	296 mm	800 mm
Längd	110 mm	496 mm	1200 mm
Volym	1 dm ³	36.3 dm ³	1.5 m ³
Nettovikt	200 g	6 kg	252.2 kg
Bruttovikt	210 g	6.7 kg	282 kg
Förpackningsmaterial	Banderoll	Kartong	-

Välj en dispenser



556008



956000



556000

Alternativa produkter



114271

Miljömärkningar/Fördelar



Kontakt

Essity Hygiene and Health AB
Professional Hygiene
Broplatsen 3
431 31 Göteborg

Telefon: 031-746 17 00
E-post: information.tork@essity.com