



561500

Tork Skincare Dispenser

Tork Skincare Dispenser i Elevation-design passar utmärkt i alla typer av toalettutrymmen och kan användas med ett stort urval av Tork hudvårdsprodukter i förslutna flaskor. Certifierad för enkel användning och garanterar god handhygien för alla besökare. Elevation-dispensrar har en funktionell och modern design som skapar ett bestående intryck hos dina besökare.

- För alla: Certifierad Easy to use av tredje part* vilket främjar god handhygien för alla användare, även barn och äldre
- Bidrar till god handhygien: Fabriksförseglad refill med ny pump för varje påfyllning för att minska risken för smittspridning och skydda innehållet hela vägen till användaren.
- Kortare tid för städpersonalen: Certifierad enkel påfyllning * på mindre än 10 sekunder **
- Reducerar avfall väsentligt: Minskad konsumtion med upp till 50 %***

Referens

För alla: Certifierad Easy to use av tredje part* vilket främjar god handhygien för alla användare, även barn och äldre

*Certifierad av Reumatikerförbundet och testad i enlighet med Design för alla-testet, publicerat i Swedish Design Research Journal 2011.

Kortare tid för städpersonalen: Certifierad enkel påfyllning * på mindre än 10 sekunder **

* Certifierad av Reumatikerförbundet baserat på tester i enlighet med Design för alla-testet, publicerat i Swedish Design Research Journal, 2011. **Baserat på påfyllningstid för tvål av intern testpanel.

Reducerar avfall väsentligt: Minskad konsumtion med upp till 50 %***

*** Essity test: vid användning av Tork Skumtvål 0,4 ml/pumpning jämfört med Tork Flytande Tvål med 1,0 ml/pumpning i 1 000 ml refill i en Elevation-dispenser

561500

Tork Skincare Dispenser

Produktdata

System	S4	Material	Plast (ABS, MABS, POM, Polyamid)	Längd	11.4cm
Bredd	11.3 cm	Höjd	29.2 cm	Färg	Vit

Miljömärkningar/Fördelar



Kompatibla produkter



424710
Tork Antimikrobiell
Flytande Handtvål



424011
Tork Odor-Control
Flytande Tvål



424401
Tork Industritvål



424501
Tork Mild Flytande Tvål



424601
Tork Duschcreme



424701
Tork Extra Mild
Flytande Tvål

Leveransdata

	Konsument-förpackning (CON)	Transport-förpackning (TRP)	Pall (PAL)
EAN	7322540517965	7322540517989	7322540517972
Förpacknings-material	Carton	Carton	
Antal	1	12 (12 CON)	324 (27 TRP)
Bruttovikt	496 g	6.5 kg	175.04 kg
Höjd	303 mm	617 mm	2001 mm
Längd	118 mm	366 mm	1200 mm
Bredd	121 mm	256 mm	800 mm
Nettovikt	365 g	4.4 kg	118.26 kg
Volym	4.33 dm ³	57.81 dm ³	1.56 m ³