

Produktblad

204094 Sopsäckskartong riskavfall 38lit utan säck gul med text

Riskavfall

Det finns ett standardsortiment av riskavfallslådor för sjukhus och laboratorier. Samtliga våra förpackningar är typgodkända av godkänt testinstitut för transport på väg.

Lådorna har en robust konstruktion, tillverkade av wellpapp. De levereras tillsammans med en kraftig säck i EBA (etenbutylacrylat).

Vårt riskavfallssystem tar säkert hand om alla sorters avfall. Lådorna finns märkta "Riskavfall", "Glasavfall" samt "Neutrala". Vi har flera varianter, t ex lådor och säckar som tål autoklavering.



Riskavfall 38-liter

Utan Säck

Artikelnummer

95001038

Längd: 338 mm

Bredd: 270 mm

Höjd: 420 mm

Tjocklek: 4 mm

Innehållsvolym: 38 l

Förpackningsgrupp/vikt: Y22

Anmärkning: Riskavfall

Certifikat: NET3222A