

## Clax Enzi

Koncentrerad tensidbaserad tvättförstärkare med enzymer.

# 20A1

### Produktbeskrivning

**Clax Enzi** är en koncentrerad tvättförstärkare uppbyggd av en kombination av nonjontensider och enzymer.

### Produktegenskaper

**Clax Enzi** är en högeffektiv tvättförstärkare uppbyggd av en kombination av nonjontensider och protolytiskt enzym. Produkten ger särskilt bra resultat på fett, vegetabiliska oljor och proteinrik smuts.

**Clax Enzi** har en mycket hög emulgeringsförmåga och förhindrar återsmutsning av tvättgodset. Det protolytiska enzymet spjälkar effektivt protein så att dessa blir vattenlösliga. Exempel på smuts som innehåller sådana proteiner är blod, svett, hudpigment och kött.

**Clax Enzi** används huvudsakligen i kombination med det vanliga tvättmedlet. I kombination med ett vanligt tvättmedel är tvättförstärkarens uppgift att öka emulgeringen av smuts från fett, vegetabilisk olja och protein. Produkten förbättrar avsevärt tvättresultatet för svårt smutsad vittvätt, kulörtvätt och polyester/bomull. Kombinationen är mycket effektiv på arbetskläder från livsmedelsindustrin, restauranger och sjukhus.

**Clax Enzi** innehåller inte optiskt vitmedel och passar därför utmärkt på kulört tvättgods.

### Produktfördelar

I kombination med ditt vanliga tvättmedel:  
Utmärkt tvättresultat på smuts från fett och olja  
Kontrollerat lödder  
Särskilt anpassad för kulörtvätt  
Högeffektivt på smuts från protein (blod och livsmedel)

### Bruksanvisning

Dosering beror på tvättgodsets smutsighetsgrad.

Rekommenderad dosering:

Smutsighetsgrad	Dosering (ml/kg torrt tvättgods)
Lätt	1 - 2
Normalt	2 - 3
Hårt	3 - 6

Vanligtvis rekommenderas pH 10 – 11 på tvättilösningen.

För optimal effekt av enzymerna bör kontakten med tvättgodset inte understiga 10 minuter.

Det är mycket viktigt att **Clax Enzi** aldrig tillsätts i samma tvättilösning som klorblekmedel, eftersom klor snabbt bryter ner enzymerna.

### Teknisk information

Utseende:	Vit vätska
pH [1% lösning]	6
Densitet [20°C]	0,9954
Viskositet [mPa.s; 25°]	225
Ovanstående är ej en specifikation.	



## **Clax Enzi**

### **Skyddsföreskrifter och lagring**

Förvaras i originalförpackning eller (vid speciella fall) i en godkänd förvaringstank som inte utsätts för extrema temperaturer.

För övrig information om hantering av denna produkt hänvisas till separat säkerhetsdatablad.

### **Förpackningsstorlekar**

Artikelnummer	Förpackningsstorlek
7521215	1x20L

### **Diversey Sverige AB (S)**

Box 47313

Liljeholmsvägen 18

100 74 Stockholm

Tel: 08 - 77 99 300

Fax: 08 - 77 99 399

[www.diverseym.com](http://www.diverseym.com)

© Copyright 2010 Diversey