



CLAX® Mop Disinfectant

Flytande desinfektionsmedel för fuktförvarade moppar

Produktbeskrivning

Clax Mop Disinfectant förhindrar tillväxt av bakterier och mögel i tvättade mopp- och svabbgarn. Clax Mop Disinfectant innehåller ett väl dokumenterat desinfektionsmedel med brett spektrum, oskadlig för moppar och andra städtextilier. Doseras automatiskt i tvättprocessen. Clax Mop Disinfectant ingår i TASKI Moppvåttsystemet. Systemet omfattar tvätt, desinfektion och preparering av städklara moppar.

Bruksanvisning

Dunken ansluts till Diverseys automatiska doseringssystem som sedan automatiskt sköter doseringen under tvättprocessen.

Teknisk information

pH koncentrat: < 2
pH brukslösning: ~ 2
Relativ densitet (g/cm³; 20°C): ≈ 1.03

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Art. nr.	Artikelnamn	System
100915791	Clax Mop Disinfectant 10L DK,S	Standard
100915792	Clax Mop Disinfectant 200L DK,S	Standard

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 30/03/2022 sv-SE (K00383)

