



## Dispenser tvål Soft Care Line

vit ABS-plast

Lev art nr/REF: 7514295

Leverantör: Diversey Sverige AB

Leverantör art.nr.	Tillverkare art.nr.
7514295	7514295

### Produktbeskrivning

Modernt formgiven, stilren dispenser i ABS-plast.

För bekväm och exakt dosering av produkterna i Soft Care Line-serien.

Låsbar utan nyckel.

Förpackningsformat 1 st

Ytterförpackning Kartong

Längd försäljningsenhet 158

Bredd försäljningsenhet 108

Höjd försäljningsenhet 250

Måttenhet storlek mm

Nettovikt 0.36

Bruttovikt 0.46