

Produktblad

BD Veca-C™ och Vecafix™ Infusionsförband




- BD Veca-C™ och Vecafix™ är sterila infusionsförband för optimal fixering av infusionskanyler.
- BD Veca-C™ och Vecafix™ skyddar punktionsstället och låter det samtidigt andas.
- Sårdynan absorberar exsudat som kan uppkomma vid punktionsstället och håller det samtidigt torrt.
- Innehåller även en kompress som placeras under infusionskanylens vingar för ökad patientkomfort.
- BD Veca-C™ är dessutom försett med ett transparent fönster av polyuretan, som underlättar inspektion av inlagd infusionskanyl, för att undvika tromboflebiter.

Produktbeskrivning	Avd/Trpt förp.	Art. nr.
BD Veca-C™	50/600	392020
BD Vecafix™	50/600	392015

Materialinnehåll
Polyester, Aluminium
Silikoniserat papper
Bomull
Polyuretan (Veca-C™)

Förpackningsmaterial
Papper
Kartong
Wellpapp
Latex

 Steriliseringsmetod
Etylenoxid

 5 år

Innehåller ej PVC, ftalater eller latex

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
(Klass I)