




ADA Olivkoppling A420

Wing Plasts Olivkoppling A420 i miljövänlig plast är en sterilförpackad kateter-adapter för engångsbruk.

Olivkopplingen används mellan spruta och kateter för dosering av läkemedel eller för renspolning.

- Dess konformade topp gör att den passar alla dimensioner av katetrar och sonder
- Passar alla storlekar av sprutor
- Endast 44 mm lång
- Sterilförpackad

ADA Olivkoppling A420



STERILEEO

Material

- ABS
- Smälttemperatur: 90-100 °C
- Steril
- Latexfri

Engångs

- Efter användning hanteras engångs Olivkopplingen enligt gällande policy


Vikt

- Detalj: 2,6 g
- Transportförpackning: 600 g
- Pall: 70 kg


Förpackning

- Avdelningsförpackning: 100 st
- Transportförpackning: 200 st
- Pallkvantitet: 14 400 st

Transportförpackning



Pall



30-A420-001-210104