



För nebulisering



Syrgasbefuktare



# Aquapak

## Aquapak - sterilt vatten

För nebulisering  
Steril, för enpatientsbruk. Latexfri.

Art.nr.	Beskrivning	Avd. förp.
10012312	steriltvatten, 440 ml	20
10012315	steriltvatten, 760 ml	10
10012496	steriltvatten, 760 ml, med adapter	10
10012314	adapter till Aquapak nebulisering	50

## Aquapak - syrgasbefuktare

Förfyllt med sterilt vatten. Slutet system, med adapter.  
Öppnad behållare kan användas upp till 30 dagar.  
Maxflöde 8 LPM.

Art.nr.	Beskrivning	Avd. förp.
10012311	steriltvatten, 340 ml	20
10012313	steriltvatten, 650 ml	10
10014402	Steriltvatten, 650 ml, utan adapter	10
10012720	adapter till bubbelfuktare, steril	120

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 08-88 03 60, [www.mediq.se](http://www.mediq.se), [marknad@mediq.com](mailto:marknad@mediq.com)

2016-07