



## Bardia™ SILIKONELASTOMER BELAGD LATEXKATETER

- Material:** Innerkärna av latex. Ytbehandlad med silikon som medför att latex inte kommer i kontakt med patientens slemhinna.
- Användartid:** Upptill 12 veckor
- Nelatontipp:** Rund och förstärkt, vilket underlättar insättning och blir mer komfortabel för patienten.
- Dräneringshål:** Proportionell till innerlumen vilket maximerar dränage. Mjuk hålskärning ger mindre risk för irritation av slemhinna och blåsvägg samt en mindre risk att partiklar får fäste.
- Innerlumen:** Runt, vilket medför ett gott flöde av urinen och inga "hörn" som kan ge fäste för partiklar.
- Silikonelastomer:** Vävnadsvänlig, reducerar möjligheten till irritation av slemhinna och förhindrar stenbildning på katetern. Ytbeläggningen är permanent vilket gör att vävnaden i uretra inte kommer i kontakt med latex.

| BARD Art.nr | Katetertyp                 | Längd och Ch    | Volym/sterilt vatten |
|-------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| 1235+ch     | Barn, 2 vägs               | 30 cm, Ch 8, 10 | 5 ml                 |
| 1235+ch     | Manlig, 2 vägs             | 40 cm, Ch 12-30 | 10 ml                |
| 1236+ch     | Manlig, 2 vägs             | 40 cm, Ch 12-26 | 30 ml                |
| 1647+ch     | Kvinnlig, 2 vägs           | 26 cm, Ch 16-24 | 30 ml                |
| 1677+ch     | Manlig, 3 vägs             | 40 cm, Ch 12-16 | 10 ml                |
| 1657AL+ch   | Manlig, 2 vägs, förfylld   | 40 cm, Ch 16-22 | 10 ml                |
| 1637AL+ch   | Kvinnlig, 2 vägs, förfylld | 40 cm, Ch 16-22 | 30 ml                |

Bard Norden AB  
Box 22210  
250 24 Helsingborg

Alla katetrar blir individuellt testade för att garantera funktion och kvalitet.

Tel. 042-38 60 00 Fax 042-38 60 10  
support.nordic@crbard.com

**BARD** | MEDICAL