

Transportrör med Amies kolade medium,

Art nr: CP116C.USE

Transportrör med Amies kolade medium, bipackad provtagningspinne i aluminium med rayontip



Beskrivning	Förpackningsstorlekar
<p>Lämplig för provtagning urogenitalt mm</p> <p>CopanVenturi Transystem® Är ett ready-for-use system som är avsett för provtagning och transport av kliniska prover för senare analys.</p> <p>När provtagningspinne i plastmaterial används ska trycket vara lätt så att pinnen inte går av.</p> <p>Fibrernas vidhäftningsförmåga till provtagningspinne är testad för ögonblicklig provtagning. Vid längre kontakt med provtagningsstället kan fibrer lossna.</p> <p>Om svabben utsätts för kemisk eller fysisk sterilisation eller biostatiska processer kan den tänkta funktionen förändras.</p> <p>93/42/EEC ISO 13485 ISO9001:2008</p>	<p>2x50 st/avd fp 10x50 st/trsp fp</p>