

U-bag

Urinuppsamlingspåse
för provtagning på barn

Lyftbar häfta

- Lätt att sätta fast.
- Förhindrar onödiga påfrestningar på patientens hud.
- Transparent häfta gör det lättare att placera urinpåsen.
- Formen passar både pojkar och flickor.
- Förhindrar att urinen förorenas med avföring.
- När urinpåsen tagits av kan häftan vikas på mitten och förseglas, så att urinprovet, utan onödigt spill, kan sändas till laboratoriet i urinpåsen.

Backventil och två behållare

- Urinen stannar i den nedre behållaren, vilket gör att urinprovet inte kan rinna ut
- Håller urinen från huden och förhindrar hudirritationer.
- Förhindrar kontamination.



	Kapacitet ml	Lev. art.nr
<u>Icke sterila påsar</u>		
Nyfödda	100	7505
Barn	200	7501
<u>Sterila påsar</u>		
Nyfödda	100	7515
Barn	200	7511

Förpackning 100 st.

Hållbarhet Upp till 5 år från tillverkningsdatum vid förvaring i originalförpackning i rumstemperatur och i skydd för ljus.