



Kortvarig och medellång intubation





HI-CONTOUR™ trakealtub

Trakealtub

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSTID:

KORT	MEDEL	LÅNG
------	--------------	------

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR:

- HI-CONTOUR högvolum/lågryckskuff hjälper till att säkerställa tätning med lågtryckskuff.
- Tunnväggig och flexibel kuff underlättar intuberingen och reducerar riskerna för trakeal skada.
- Djupmarkeringar ovanför kuffen tillåter en säker positionering av tuben
- Tip-to-Tip röntgentråd tillåter säkerhetskontroll av läget.
- Murphyhål införlivat som en extra säkerhetsåtgärd.
- Lämplig för både oral och nasal intubation.

HI-CONTOUR finns också tillgängligt med BRANDT-systemet, en ventilfunktion som tillåter återdiffusion av kväveoxid och därmed bibehåller tätningen med lågtryckskuff.

Se sidan med "BRANDT-systemet" för en detaljerad beskrivning.



BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING:

REF	REF BRANDT	I.d. (mm)	Y.d. (mm)	Längd inkl. Konnektor (mm)	Kuff Ø (mm)	PEDIATRISK
107-30	-	3,0	4,3	190	6	
107-35	-	3,5	4,9	213	7	
107-40	-	4,0	5,6	232	8	
107-45	-	4,5	6,2	253	11	
107-50	123-50	5,0	6,9	274	18	
107-55	123-55	5,5	7,5	304	21	
107-60	123-60	6,0	8,2	317	22	
107-65	123-65	6,5	8,8	327	23	
107-70	123-70	7,0	9,6	339	25	
107-75	123-75	7,5	10,2	350	26	
107-80	123-80	8,0	10,9	360	30	
107-85	123-85	8,5	11,5	370	32	
107-90	123-90	9,0	12,1	375	33	
107-95	123-95	9,5	12,8	375	33	
107-10	-	10,0	13,5	375	34	

Antal per förpackning: 10

Alla tuber levereras sterilt förpackade, endast för engångsbruk.

