



Kortvarig och medellång intubation





HI-CONTOUR™ trakealtub

Trakealtub

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSTID:

| | | |
|------|-------|------|
| KORT | MEDEL | LÅNG |
|------|-------|------|

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR:

- HI-CONTOUR högvolum/lågryckskuff hjälper till att säkerställa tätning med lågtryckskuff.
- Tunnväggig och flexibel kuff underlättar intuberingen och reducerar riskerna för trakeal skada.
- Djupmarkeringar ovanför kuffen tillåter en säker positionering av tuben
- Tip-to-Tip röntgentråd tillåter säkerhetskontroll av läget.
- Murphyhål införlivat som en extra säkerhetsåtgärd.
- Lämplig för både oral och nasal intubation.

HI-CONTOUR finns också tillgängligt med BRANDT-systemet, en ventilfunktion som tillåter återdiffusion av kväveoxid och därmed bibehåller tätningen med lågtryckskuff.

Se sidan med "BRANDT-systemet" för en detaljerad beskrivning.



BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING:

| REF | REF BRANDT | I.d. (mm) | Y.d. (mm) | Längd inkl. Konnektor (mm) | Kuff Ø (mm) | PEDIATRISK |
|--------|------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|------------|
| 107-30 | - | 3,0 | 4,3 | 190 | 6 | |
| 107-35 | - | 3,5 | 4,9 | 213 | 7 | |
| 107-40 | - | 4,0 | 5,6 | 232 | 8 | |
| 107-45 | - | 4,5 | 6,2 | 253 | 11 | |
| 107-50 | 123-50 | 5,0 | 6,9 | 274 | 18 | |
| 107-55 | 123-55 | 5,5 | 7,5 | 304 | 21 | |
| 107-60 | 123-60 | 6,0 | 8,2 | 317 | 22 | |
| 107-65 | 123-65 | 6,5 | 8,8 | 327 | 23 | |
| 107-70 | 123-70 | 7,0 | 9,6 | 339 | 25 | |
| 107-75 | 123-75 | 7,5 | 10,2 | 350 | 26 | |
| 107-80 | 123-80 | 8,0 | 10,9 | 360 | 30 | |
| 107-85 | 123-85 | 8,5 | 11,5 | 370 | 32 | |
| 107-90 | 123-90 | 9,0 | 12,1 | 375 | 33 | |
| 107-95 | 123-95 | 9,5 | 12,8 | 375 | 33 | |
| 107-10 | - | 10,0 | 13,5 | 375 | 34 | |

Antal per förpackning: 10

Alla tuber levereras sterilt förpackade, endast för engångsbruk.

