

HUDMARKERINGSPENNA

steril, engångs, med mätlinjal



Steril, klar att använda

Securline® pennan är en steril, engångs märkpenna för att preoperativt rita/markera på hud. Securline® pennan är gammasteriliserad och 1-stycks förpackad i lättöppnad fläkförpackning. Pennan är CE-märkt.

Bläck med hög tvättfasthet

Gentiana blått/lila bläck ger en väl synlig markering utan tatuerande effekt. Bläcket är giftfritt av mycket hög kvalitet och med hög tvättfasthet. Bläcket innehåller EJ alkohol.

2 pennor i en **)

Pennans spets är speciellt utformad för att kunna rita mycket tunna eller breda (kraftiga) linjer. När pennan hålls vinkelrätt mot huden blir linjen tunn och när pennan lutar/vinklas blir linjen bredare (kraftigare), se nedan, med skarpa kanter och utan att smeta.

Praktisk mätlinjal

I varje produktförpackning finns en mätlinjal med både inches och metrisk gradering.

Miljö

Plastmaterialet i pennan är polypropen. Både pennan och dess förpackningar är fria från LATEX och PVC.

**)



Art nr	Beskrivning	Avd förp	Trpt förp	Kartong	Pall
1000-00-PDG	Hudmarkeringspenna Securline®	10 st	100 st (10x10)	600 st (10 x 10 x 6)	9.600 st