

Gauze™

Gauze™ – gasväv för absorption och rengöring



Mölnlycke Health Cares kompresser och torkar i gasväv är avsedda för sårrengöring, absorption och för att rengöra huden innan kirurgiska ingrepp. De finns både som sterila och osterila.

Användningsområden

Gauze™ kompresser och torkar har många användningsområden – de används till exempel för att absorbera vätska, rengöra och desinficera sår eller som vaddering och polstring.



Kompresser, sterila

Art.- nr	Storlek cm	Lager	St./kuvert	St/avd.fp.	St/trans-portförfp.
152040	5x5	8	2	150	2700
153165	5x5	8	5	150	2700
153040	5x5	12	2	100	1800
153065	5x5	12	5	120	2160
153340	7,5 x 7,5	8	2	150	1500
153365	7,5 x 7,5	8	5	150	1500
153765	7,5 x 7,5	12	5	120	1200
152440	7 x 10	8	2	150	1500
152465	7 x 10	8	5	150	1500
153665	10 x 10	8	5	150	1500
158040	10 x 10	8	2	150	1500
158440	10 x 10	12	2	100	1000
158465	10 x 10	12	5	120	1200
158540	10 x 20	12	2	100	900
158560	10 x 20	12	5	100	900



Kompresser, osterila

Art.- nr	Storlek cm	Lager	St/avd.fp.	St/t ransportförfp.
153100	5x5	8	150	7650
153000	5x5	12	120	6120
152400	7 x 10	8	150	3150
153300	7,5 x 7,5	8	150	3600
153700	7,5 x 7,5	12	120	2880
153600	10 x 10	8	120	2400
158400	10 x 10	12	100	2000
158500	10 x 20	12	50	1000

Läs mer på www.molnlycke.se

Molnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg. Tel.: + 46 31 722 30 00. Namnet Molnlycke samt logotypen är globalt registrerade varumärken och tillhör något av företagen inom Molnlycke Health Care-koncernen. Gauze är ett varumärke som används av Molnlycke Health Care. © 2020. Molnlycke Health Care AB. Med ensamrätt. HQIM000429

- Tillgängliga både som sterila och osterila¹
- Låg sensibilisering¹
- Låg toxicitet¹



Torkar, sterila

Art.- nr	Storlek cm	Diameter mm	St./kuvert	St/avd.fp.	St/trans-portförfp.
150760	2	35	5	220	3960
150860	3	40	5	150	1500
151360	4	75	5	120	1200
151460	5	80	5	90	900
151760	3	25 x 30 plattork	5	350	6300

Torkar, osterila

Art.- nr	Storlek cm	Diameter mm	St/avd.fp.	St/trans-portförfp.
150700	2	35	250	7000
150800	3	40	250	3500
151300	4	75	100	1400
151400	5	80	100	1000
151600	2	20 x 25 plattork	500	10000
151700	3	25 x 30 plattork	500	10000

Referenser: 1.Molnlycke Health Care. Arkivdata.