



## Nonwovenkompresser och torkar

Mesoft kompresser och torkar är ett kostnadseffektivt alternativ till traditionell gasväv. Mesoft är latexfri och de största fördelarna är den överlägsna absorptionskapaciteten, mjukheten och dess låga fibersläpp.



## Användningsområden

Mesoft kompresser och torkar har ett brett användningsområde inom sjukvården. De kan användas som ytterförband och skydd, för sårtvätt, desinfektion, munvård och avtorkning.

## Fördelar med Mesoft

- Hög absorption. Mesoft absorberar minst 50% mer vätska än gasväv.
- Produktionsteknologin och fiberblandningen resulterar i en mycket mjuk produkt.

- Det noggranna valet av fibrer ger betydligt mindre fibersläpp än traditionell gasväv.
- Fiberstruktur som gör att produkten lämpar sig utmärkt för sårtvätt.
- Mesoft kompresser och torkar behåller sin form även i vått tillstånd.
- Förpackningsdesign som underlättar hanteringen av produkten.
- Högre absorption och konkurrenskraftig prisnivå gör Mesoft till ett kostnadseffektivt alternativ till traditionell gasväv.
- Innehåller ej latex.

Mesoft kompresser och torkar finns tillgängliga i ett antal storlekar, både sterila och osterila.

### Mesoft kompresser 4 lagers, sterila 40 g



Art nr	Storlek	Produkt fp	Avd fp	Transp fp
156029	5 × 5 cm	2	20	720
156040	5 × 5 cm	2	150	3000
156065	5 × 5 cm	5	150	3000
156129	7,5 × 7,5 cm	2	20	520
156102	7,5 × 7,5 cm	2	250	3000
156140	7,5 × 7,5 cm	2	150	4200
156105	7,5 × 7,5 cm	5	250	5500
156165	7,5 × 7,5 cm	5	150	4200
156329	10 × 10 cm	2	20	400
156340	10 × 10 cm	2	150	3450
156365	10 × 10 cm	5	150	3450
156310	10 × 10 cm	10	150	2250
156440	10 × 20 cm	2	120	1200
156465	10 × 20 cm	5	120	1200

### Mesoft kompresser, osterila 40 g



Art nr	Storlek	Avd fp	Transp fp
156015	5 × 5 cm	100 **	3200
156000	5 × 5 cm	300 **	2400
156115	7,5 × 7,5 cm	100 **	2000
156100	7,5 × 7,5 cm	250 **	3750
156315	10 × 10 cm	100 *	3000
156300	10 × 10 cm	250 **	2500
156415	10 × 20 cm	100 *	2800
156400	10 × 20 cm	250 **	1250

\* Levereras i papperspåse

\*\* Levereras i pappkartong

### Mesoft kompresser, osterila 30 g



Art nr	Storlek	Avd fp	Transp fp
157000	5 × 5 cm	100	7000
156056	5 × 5 cm	150 ***	3150
157100	7,5 × 7,5 cm	100	6000
156156	7,5 × 7,5 cm	150 ***	4200
157300	10 × 10 cm	100	3600
156356	10 × 10 cm	120 ***	2160
157400	10 × 20 cm	100	2200

\*\*\* Renrutinsförpackning medger dispensering samtidigt som den skyddar från luftburen kontamination. Övriga artiklar levereras i papperspåse.

### Mesoft slitskompress 4 lagers, sterila 40 g



Art nr	Storlek	Produkt fp	Avd fp	Transp fp
155030	10 × 10 cm	1	130	1950

### Mesoft torkar, sterila 30 g



Art nr	Storlek	Diam.	Produkt fp	Avd fp	Transp fp
156760	Small	28 mm	5	100	2800
156860	Medium	39 mm	5	100	1500
156960	Large	45 mm	5	70	1050
156961	Large	45 mm	10	120	1200

### Mesoft torkar, osterila 30 g



Art nr	Storlek	Diam.	Avd fp	Transp fp
156700	Small	28 mm	100	2200
156800	Medium	39 mm	100	1300
156900	Large	45 mm	100	900

Levereras i plastpåse.

Mölnlycke Health Care AB

Box 130 80, 402 52 Göteborg

Tel: 031-72 30 00, Fax: 031-722 34 01

www.molnlycke.com

Mölnlycke-symbolen och textbilden är registrerade varumärken hos Mölnlycke Health Care AB