



Tamponad

24-trådig gasväv

Tamponadbinda för djupa sår och kroppshålor.
Sterilt utförande.



1 Stadiga kanter

2 Ekonomisk

3 Enkel hantering



Helps. Cares. Protects.



Fördelar:

Fasta kanter
Enkel hantering
Ekonomisk
Smart förvaring

Egenskaper

Lätt att hantera och klippa. Stadigt vävda kanter.

Material

100% blekt bomull. Steril förvaringsbox av polystyrol/polyetylen. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIa, steril. CE-märkt enligt EU-förordningen 2017/745 MDR.

Avsedd användning

För tamponering i djupa sår och kroppshålor.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Tamponad	1cm x 5m	370800	1 st	36 AFP
Steril i ask	2cm x 5m	288019	1 st	36 AFP