



# Super Safety Clear

## Trachealtub - standard

Trachealtub med ett öga, med eller utan cuff, för nasalt / oralt bruk, tillverkad av PVC, genomgående röntgenlinje, lueranslutning på backventilen, blå pilotballong, stämbandsmarkering.  
Steril, för engångsbruk. Latexfri

## Trachealtub - utan cuff

Artikelnummer	Storlek mm	ID / YD mm	Längd mm	Avd.förp.
100382-020	2,0	2,0 / 3,0	150	10
100382-025	2,5	2,5 / 3,3	160	10
100382-030	3,0	3,0 / 4,0	170	10
100382-035	3,5	3,5 / 4,7	190	10
100382-040	4,0	4,0 / 5,3	210	10
100382-045	4,5	4,5 / 6,0	230	10
100382-050	5,0	5,0 / 6,7	250	10

## Trachealtub - med cuff

Artikelnummer	Storlek mm	ID / YD mm	Längd mm	Avd.förp.
112482-025	2,5	2,5 / 4,0	160	10
112482-030	3,0	3,0 / 5,0	170	10
112482-035	3,5	3,5 / 5,3	190	10
112482-040	4,0	4,0 / 6,0	210	10
112482-045	4,5	4,5 / 6,3	230	10
112482-050	5,0	5,0 / 6,7	250	10
112482-055	5,5	5,5 / 7,3	280	10
112482-060	6,0	6,0 / 8,0	290	10
112482-065	6,5	6,5 / 8,7	300	10
112482-070	7,0	7,0 / 9,3	320	10
112482-075	7,5	7,5 / 10,0	330	10
112482-080	8,0	8,0 / 10,7	340	10
112482-085	8,5	8,5 / 11,3	345	10
112482-090	9,0	9,0 / 12,0	350	10
112482-095	9,5	9,5 / 12,7	350	10
112482-100	10,0	10,0 / 13,3	350	10

För mer information

**Teleflex**  
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm  
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, [www.meteko.se](http://www.meteko.se)