

## SPECILAKATETRAR

### Dr. Roberts & Tiemann

2-vägs, teflonbelagda med latexkärna



**BARD Dr. Roberts** tillverkad av latex, PTFE ("teflon") coating på både in- och utsida. Bicoudé spets  
Bilaterala dränageögeon.  
Rekommenderas för bruk max 4 veckor.



**BARD Tiemann** tillverkad av latex, PTFE ("teflon") coating på både in- och utsida. Böjd tipp, Coudé spets, för användning på patienter som det är svårt eller omöjligt att sätta en normal kateter med rund nelatontipp. Finns även som 30 ml kateter.  
Rekommenderas för bruk max 4 veckor.

BARD Art.nr	Katetertyp	Längd och Ch	Volym/sterilt vatten
1005LV+ch	Dr. Roberts, 2 vägs	40 cm, Ch 12-24	10 ml
0102V+Ch	Tiemann, 2 vägs	40 cm, Ch 12-24	10 ml
0103V+Ch	Tiemann, 2 vägs	40 cm, Ch 14-24	30 ml

Bard Norden AB  
Box 22210  
250 24 Helsingborg

Alla katetrar blir individuellt testade för att garantera funktion och kvalitet.

Tel. 042-38 60 00      Fax 042-38 60 10  
support.nordic@crbard.com