

# BD Vacutainer® Blodgassprutor



BD Vacutainer® blodgassprutor för intensivvård kan användas för att mäta blodgaser och andra intensivvårdsanalyser. Samtliga BD Vacutainer® blodgassprutor innehåller frystorkat kalciumbalanserat litiumheparin med sprayad applicering. Tack vare den sprayade appliceringen så underlättas blandningen av blod och tillsats.

#### BD Vacutainer® Preset™

- finns både med och utan monterad kanyl. Sprutkolven kan förställas till en önskad fyllnadsvolym. När sprutan fylls med arteriellt blod trycks luften ut genom det ventilerade kolvmembranet. BD Hemogard™ säkerhetsförslutning finns på 3 ml sprutor med BD Luer-Lok™ - förslutningen garanterar en god täthet vid transport.

#### BD Vacutainer® A-Line™

- sprutor används för provtagning från artärkateter genom manuell aspiration
- levereras utan kanyl
- 1 ml sprutorna har Luerfattnen Luer eller Luer-Lok™

#### BD Vacutainer® Eclipse™

- med monterad säkerhetskanyl som ger ökad säkerhet för vårdpersonalen
- skyddet aktiveras enkelt genom enhandsteknik på samma sätt som för övriga BD Eclipse™-kanyler
- säkerhetsskyddet har dubbla låsmekanismer och ett tydligt klick hörs då det aktiveras

Exempel på analyser som kan utföras med BD Vacutainer™ blodgassprutor:

<u>pO<sub>2</sub></u>	<u>laktat</u>	<u>iCa</u>
<u>pCO<sub>2</sub></u>	<u>hemoglobin</u>	<u>iMg</u>
<u>klorid</u>	<u>natrium</u>	<u>kreatinin</u>
<u>pH</u>	<u>kalium</u>	<u>glukos</u>
<u>BUN</u>		

BD art nr	Beskrivning	Storlek	Antal
-----------	-------------	---------	-------

### BD Vacutainer® A-Line-sprutor utan kanyl, provtagning från kateter

364356	BD A-Line™ frystorkat sprayad kalciumbalanserat Li-Heparin, Luer		1	100
364378	BD A-Line™, Luer-Lok™, Hemogard™ frystorkat sprayad calc. baserat Li-Heparin		3	100
364376	BD A-Line™ frystorkat sprayad kalciumbalanserat Li-Heparin, Luer		3	100

### BD Vacutainer® Preset™-sprutor utan kanyl, ventilerad kolv

364416	BD Preset™ Slip Tip		1	100
364316	BD Preset™ BD Luer-Lok™ BD Hemogard™		3	100

### BD Vacutainer® Preset™-sprutor med kanyl, ventilerad kolv - med eller utan Eclipse™

364413	BD Preset™ Slip Tip 23G x 1"		1	100
364415	BD Preset™ Slip Tip 25G x 1"		1	100
364327	BD Preset™ BD Luer-Lok™ Hemogard Cap 23G Needle		3	100
364390	BD Preset™ BD Luer-Lok™ Hemogard Cap 22G BD Eclipse™		3	100
364391	BD Preset™ BD Luer-Lok™ Hemogard Cap 23G BD Eclipse™		3	100
364393	BD Preset™ BD Luer-Lok™ Hemogard Cap 25G BD Eclipse™		3	100

Kontakta oss gärna för att få kopior av BD:s kliniska studier på BD Vacutainer® blodgassprutor

