


Engångsinstrument i plast



Pincetter/tvättpeang engångs



Högkvalitativ engångspincett/tvättpeang, med stadigt pincettgrepp tunna smidiga käftar för bra grepp och perfekta plockegenskaper. Enstycksförpackad.

Bastos Viegas s.a. är vår huvudleverantör av förbandsartiklar och gasvävs-/nonwoven produkter med rtg-tråd. Ett portugisiskt familjeföretag som funnits i branschen sedan 1909 och som har ett brett program av förbandsprodukter. Företaget har satsat mycket på att säkra kvalitet och leveranser från sin moderna och högeffektiva produktionsanläggning.

Engångsinstrument i plast



Pincetter/tvättpeang engångs

Materialspecifikation

Polypropylen 70%
Glassfiber 30%

Steriliseringsmetod

Ånga eller EO

Förpackning

Peel-pack, kartong

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
	Pincetter engångs							
489-001	Pincett 13cm engångs	35	560	8400	J	J	S	NEJ
489-305	Pincett 13cm engångs	50	2500		J	J	OS	NEJ
	Tvättpeang engångs							
489-002	Tvättpeang 13cm engångs	70	560		J	J	S	NEJ