

Portkanyler Cytocan® & Surecan®

Kanyler för injektionsportar

En säker och kostnadseffektiv vård



- Ökad livslängd på porten
- Unikt skydd mot stickskador
- Minskad punktionssmärta

Portkanyler Cytocan® & Surecan®

Kanyler för injektionsportar



Valet av kanyl är avgörande för portens livslängd. En port kan under vissa omständigheter förstöras redan efter 100 instick, medan en annan kan klara 3000 instick. Väsentliga faktorer är kanylens grovlek och slipning.

Specialslipningen på Cytocan® och Surecan® gör det lätt att penetrera septum, risken för stanseffekt elimineras och septum återsluts lättare efter utdragning av kanylen. Det bakre kanylögat har genom en speciell blästringmetod rundats av, vilket motverkar att silikonspån hyvlas av och täpper till katetern.

Cytocan®

Kanyl för långtidsinfusion. Kanylen har en rund platta med böjbara vingar som ger ett stadigt grepp och säkrare punktion. Efter punktionen viks de två vingarna tillbaka för att hjälpa förbandet att hållas på plats. Cytocan® har en förlängnings-slang i polyamid med avstängningsclips.



Surecan® – rak och vinklad

Kanyler för korttidsinfusion. Rak kanyl för bolusinjektion, vinklad kanyl för korttidsinfusion.



Surecan® – med vingar




Kanyl med flexibelt grepp/fixeringsplatta som förenklar punktion och ger stadigare fixering. PVC-fri förlängnings-slang med klämma, för långtidsinfusion.



Portfixerare

Celsite® portfixerare är framtagen för att minska risken för stickskador i samband med utdragning av portkanyler (Surecan® / Cytocan®). Av kirurgiskt stål och därmed autoklaverbar.



Beställningsinformation:		Artikel nr.	Apotekets varunr.*	Antal/förp.	
Portkanyl 	Surecan® med vingar/slang, böjd 19G	1,10x15 mm	04448286	15	
	Surecan® med vingar/slang, böjd 19G	1,10x20 mm	04448294	15	
	Surecan® med vingar/slang, böjd 19G	1,10x25 mm	04448308	15	
	Surecan® med vingar/slang, böjd 20G	0,90x15 mm	04448332	15	
	Surecan® med vingar/slang, böjd 20G	0,90x20 mm	04448340	15	
	Surecan® med vingar/slang, böjd 20G	0,90x25 mm	04448359	15	
	Surecan® med vingar/slang, böjd 20G	0,90x30 mm	04448367	15	
	Surecan® med vingar/slang, böjd 22G	0,70x12 mm	04448375	15	
	Surecan® med vingar/slang, böjd 22G	0,70x15 mm	04448383	15	
	Surecan® med vingar/slang, böjd 22G	0,70x20 mm	04448391	15	
	Surecan® med vingar/slang, böjd 22G	0,70x25 mm	04448405	15	
	Portkanyl 	Surecan® böjd, utan slang, 19G	1,10x15 mm	04438000	50
		Surecan® böjd, utan slang, 19G	1,10x20 mm	04439430	50
Surecan® böjd, utan slang, 19G		1,10x25 mm	04439406	211002	50
Surecan® böjd, utan slang, 20G		0,90x15 mm	04439929	50	
Surecan® böjd, utan slang, 20G		0,90x20 mm	04439937	244269	50
Surecan® böjd, utan slang, 20G		0,90x25 mm	04439945	244277	50
Surecan® böjd, utan slang, 20G		0,90x35 mm	04434862	50	
Surecan® böjd, utan slang, 22G		0,70x15 mm	04439813	50	
Surecan® böjd, utan slang, 22G		0,70x20 mm	04439821	244236	50
Surecan® böjd, utan slang, 22G		0,70x25 mm	04439830	244244	50
Surecan® böjd, utan slang, 22G		0,70x35 mm	04434870	50	
Surecan® rak, utan slang, 20G		0,90x40 mm	04439953	100	
Surecan® rak, utan slang, 22G		0,70x30 mm	04439848	100	
Surecan® rak, utan slang, 24G		0,55x25 mm	04439414	100	
Portkanyl 	Cytocan®, med fixeringsplatta/slang, 20G	0,90x15 mm	04439759	244160	25
	Cytocan®, med fixeringsplatta/slang, 20G	0,90x20 mm	04439767	244178	25
	Cytocan®, med fixeringsplatta/slang, 20G	0,90x25 mm	04439775	244186	25
	Cytocan®, med fixeringsplatta/slang, 22G	0,70x15 mm	04439694	244137	25
	Cytocan®, med fixeringsplatta/slang, 22G	0,70x20 mm	04439635	244145	25
	Cytocan®, med fixeringsplatta/slang, 22G	0,70x25 mm	04439686	244152	25
	Celsite® portfixerare		04437004	217737	1

* Dessa varunr. gäller endast för beställning av förskrivningsbara förbrukningsartiklar via apotek.

B | BRAUN
AESCULAP

B. Braun Medical AB
Box 221
167 22 Bromma
Tel 08-634 34 00
Fax 08-634 34 34