

# BD Microtainer® Lansetter för kapillärprovtagning



## BD Microtainer® - ett sortiment av lansetter för kapillärblodprovtagning

### BD Microtainer® Contact Activated Lancet - standardisering av kapillärprovtagning!




- kontaktaktiverad - aktiveras när den pressas mot huden
- alltid samma punktionsdjup
- ergonomisk design för ett bra grepp - användarvänlig lansett som aktiveras i ett steg
- signifikant mindre smärta för patienten
- förbättrar kvalitén vid provtagning
- ger support för kvalitetsäkning & patientsäkerhet
- förebygger smittspridning

### BD Microtainer® Quikheel™

- ger säkra och enkla blodprovtagningar med mindre smärta från hälen på för tidigt födda barn och spädbarn
- bladet gör en svepande rörelse vilket minimerar patientens smärtupplevelse
- avtryckaren har tryckpunkt som automatiskt ger en snabb punktion med enhetligt djup, vilket skapar bra förutsättningar ett rikligt blodflöde
- det extra tunna bladet av kirurgstål dras tillbaka permanent efter användning, vilket minimerar risken för sticksador och omöjliggör återanvändning

BD art nr	Typ av lansett	Färg	Djup	Bredd	Blodvolym	Avd./Transp. förp.
-----------	----------------	------	------	-------	-----------	--------------------

### BD Microtainer® Contact Activated Lancet

366592	Kanyl		1.5 mm	30g	En droppe, lågflöde	200/2000
366593	Kanyl		1.8 mm	21g	Mellanflöde, 250 ul	200/2000
366594	Blad		2,0 mm	1.5 mm	Högflöde, 500 ul	200/2000

### BD Microtainer® Quikheel™ lansett

368102	Blad		0.85 mm	1.75	Normalflöde	50/200
368103	Blad		1,0 mm	2.50	Högflöde	50/200