



# AquaFlate Plus

## Silikonkateter med glycerinspruta

### Kvarliggande 2-vägs urinkateter, 100% silikon

Helsilikonkateter med bifogad 10-procentig glycerinlösning, försedd med en röntgenlinje längs skaftet och en röntgentät spets. Den finns i manligt utförande och är avsedd att användas för urinavlastning antingen transuretralt eller suprapubiskt.

Vid fyllning med glycerinlösning behöver ballongvolymen ej kontrolleras. Om ballongen fylls med sterilt vatten bör ballongvolymen kontrolleras var tredje vecka.

Provtagning kan göras i katetern, men skall då göras i tratten. Rekommenderad kvarliggandetid 10-12 veckor. Katetrarna är steriliserade med etylenoxid (ETO). Enstycksförpackad för hemdistribution. Steriltid 5 år.

### Latex- och PVC fri

Art.nr.	Storlek ch	Spets	Ballong ml	Längd cm	Förp.
850081-12	12	Nelaton	10	40	1
850081-14	14	Nelaton	10	40	1
850081-16	16	Nelaton	10	40	1
850081-18	18	Nelaton	10	40	1
850081-20	20	Nelaton	10	40	5
850081-22	22	Nelaton	10	40	5
850081-24	24	Nelaton	10	40	5