


# BD Venflon™ Pro Infusionskanyl



- Infusionskanyl med injektionsport
- "Back cut" slipad stälkanyl och formgjuten kateterspets för säker punktion och jämn inläggning, med minimal risk för venperforation
- Flexibla vingar för mjuk anläggning mot huden
- Injektionsport med snäpplock, som medför minimal risk för kontaminering
- Försedd med BD Vialon™ röntgentät polyuretankateter, som mjuknar då den lagts på plats i venen, vilket minskar risken för mekanisk flebit
- Färgkodifierade enligt ISO standard



Kateter G	Kateter ytterdiam mm	Kateter längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art. nr.
22	0,9	25	Blå	50/500	393202
20	1,1	32	Rosa	50/500	393204
18	1,3	32	Grön	50/500	393206
18	1,3	45	Grön	50/500	393207
17	1,5	45	Vit	50/500	393208
16	1,8	45	Grå	50/500	393209
14	2,0	45	Orange	50/500	393210

#### Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål  
Kateter: Polyuretan BD Vialon™,  
Bariumsulfat  
Övriga delar: Polyeterimid,  
Polypropylen, Polyetylen,  
Silikon, Silikonolja  
Mandrin:  
Polypropylen, Polyetylen

Innehåller ej PVC, ftalater eller latex

#### Förpackningsmaterial

Infusionskanyl:  
Tyvek-laminat  
Polyester  
Kartong  
Wellpapp



#### Steriliseringmetod

Strålsterilisering



3 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com