

Nonwovenförband tillverkat av kalciumalginatfibrer

3M™ Tegaderm™ Alginate



Tegaderm Alginate

Egenskaper:

- Formbart och högabsorberande
- Blodstillande effekt

Användningsområden:

- Utformad för måttligt till kraftigt vätskande sår
- Trycksår
- Kirurgiska sår, tagställen, venösa och arteriella sår
- Fotsår hos diabetiker

Tegaderm Alginate AG

Egenskaper:

- Högabsorberande, antimikrobiellt alginatförband med silver.
- Förbandet har en antibakteriell effekt mot ett brett spektrum av mikroorganismer, inkluderat MRSA

Användningsområden:

- Utformad för måttligt till kraftigt vätskande del- och fullhudsskador

3M Tegaderm Alginate		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
90110	5 cm x 5 cm	10
90112	10 cm x 10 cm	10
90114	10 cm x 20 cm	5
90120	30,4 cm x 2 cm, tamponad	5

3M Tegaderm Alginate AG		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
90310	5 cm x 5 cm	10
90312	10 cm x 10 cm	10
90314	10 cm x 20 cm	10
90316	15 cm x 15 cm	10
90320	30 cm x 30 cm	10