


30 mars 2006

Den lilla slanghållaren som förenklar arbetet då du har behov av att hålla ordning och reda på olika typer av katetrar, sugslangar, dränage, fiberoptiker och kablar.



Fixerar sug- och diatermislangar på sterila operationsbord. Fäster på både engångs- och flergångsmaterial. Den häftande remsan som håller slangen/kabeln kan flyttas och återplaceras, om och om igen utan att lämna häftämnesrester.

3M 1115 Slanghållare är tillverkad av polyester och polyetylen med ett kraftigare häftämne för fixering av slangar (ska därför ej fästas direkt på patienthud). Tillverkat enligt ISO 9002/EN 46002 standard. CE-märkt (BS0086)

Beställningsinformation:

Produkt nummer	Storlek	Antal/lev fp
1115	13,6 x 3,8	400 st (4x100)