



# Brillant Silikonkateter

## Kvarliggande 2-vägs urinkateter, 100 % silikon

Helsilikonkateter försedd med en röntgenlinje längs skafvet och en röntgentät spets. Den finns i manligt utförande och är avsedd att användas för urinavlastning antingen transuretralt eller suprapubiskt.

Vid fyllning med glycerinlösning behöver ballongvolymen ej kontrolleras. Om ballongen fylls med sterilt vatten bör ballongvolymen kontrolleras var tredje vecka.

Provtagning kan göras i katetern, men skall då göras i tratten.

Rekommenderad kvarliggandetid 10-12 veckor.

Katetrarna är steriliserade med etylenoxid (ETO).

Steriltid 5 år

## Latex- och PVC fri

Meteko art.nr.	Storlek ch	Spets	Ballong ml	Längd cm	Förp.
170003-strl	6-10	Nelaton	1,5-5	30	5
170004-strl	8-10	Tiemann	3-5	30	5
170605-strl	12-24	Nelaton	10	40	10
170606-strl	14-20	centralhål	10	40	10
171305-strl	12-24	Tiemann	10	40	5
170630-strl	18-24	Nelaton	30	40	10

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

### För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm  
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, [www.meteko.se](http://www.meteko.se)