



Brillant Silikonkateter

Kvarliggande 2-vägs urinkateter, 100 % silikon

Helsilikonkateter försedd med en röntgenlinje längs skaftet och en röntgentät spets. Den finns i manligt utförande och är avsedd att användas för urinavlastning antingen transuretralt eller suprapubiskt.

Vid fyllning med glycerinlösning behöver ballongvolymen ej kontrolleras. Om ballongen fylls med sterilt vatten bör ballongvolymen kontrolleras var tredje vecka.

Provtagning kan göras i katetern, men skall då göras i tratten.

Rekommenderad kvarliggandetid 10-12 veckor.

Katetrarna är steriliserade med etylenoxid (ETO).

Steriltid 5 år

Latex- och PVC fri

| Art.nr. | Storlek ch | Spets | Ballong ml | Längd cm | Förp. |
|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|-------|
| 170003-strl | 6-10 | Nelaton | 1,5-5 | 30 | 5 |
| 170004-strl | 8-10 | Tiemann | 3-5 | 30 | 5 |
| 170605-strl | 12-24 | Nelaton | 10 | 40 | 10 |
| 170606-strl | 14-20 | centralhål | 10 | 40 | 10 |
| 171305-strl | 12-24 | Tiemann | 10 | 40 | 5 |

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com