


Trakealtub med Soft Seal kuff, Ivory PVC nasal av varumärket Portex®

- * Ivory PVC, minimerar trauma vid nasal passage
- * Försedd med Blue Line röntgenlinje
- * Knick-resistent
- * Stämbandsmarkering 3 cm ovanför kuff
- * Soft Seal kuff, högvolum lågtrycks kuff
- * För nasalt bruk
- * för långtidsanvändning



Benämning	Vårt Art nr	Enhet	Avdfp	Trpfp
Nasal Ivory PVC med Soft Seal kuff stl 5,0mm	100/179/050	st	10	10
Nasal Ivory PVC med Soft Seal kuff stl 6,0mm	100/179/060	st	10	10
Nasal Ivory PVC med Soft Seal kuff stl 7,0mm	100/179/070	st	10	10
Nasal Ivory PVC med Soft Seal kuff stl 8,0mm	100/179/080	st	10	10