



Hydrofil tappningskateter

HomeCath® hydrofila tappningskatetrar är mycket bekväma och säkra att använda.

Ren intermittent kateterisering med HomeCath® hydrofila tappningskatetrar innebär:
 mycket låg friktion vid införing och avlägsnande
 en minskad risk för infektioner och njurskador
 förhindring av besvärande urinläckage

Ytskiktet på HomeCath® katetrar har en hydrofil beläggning PVP (Polyvinylpyrrolidon) som binder vatten. PVP är en vattenabsorberande polymer som kan absorbera upp till 9 till 10 gånger sin egen vikt. Resultatet med PVP och vatten är en mycket blöt och hal yta som har 90 – 95% lägre friktion än traditionella katetrar med gel. Katetern har en icke-traumatisk, rundad spets med dräneringshål som ytterligare underlättar ett enkelt och säkert införande.

Tack vare dessa funktioner förebyggs irritation och andra komplikationer i urinröret.

HomeCath® PLUS hydrofila katetrar med vattenpåse är klara för användning och bästa val för dem som inte har tillgång till vatten. Allt sterilförpackat.

HomeCath® KIT är ett komplett set som innehåller en hydrofil kateter med urinpåse och sterilt vatten. Tillverkat för aktiva personer som är beroende av kateterisering i olika miljöer. HomeCath® KIT underlättar enkel, hygienisk och smidig användning. En steril produkt som kan användas både på sjukhus och i det dagliga livet.

HomeCath® hydrofila tappningskatetrar är

LÄTTANVÄNDA

Förpackningen fylls med vatten.
 Klar att använda inom 30 sekunder.
 Självhäftande flik på förpackningen.

EFFEKTIVA

Levereras i steril förpackning.
 Hållbar i 3 år (obruten förpackning)
 Hydrofil ytskikt av PVP.

FLERA ALTERNATIV

HomeCath® utan sterilt vatten.
 HomeCath® Plus med sterilt vatten.
 HomeCath® Kit med sterilt vatten och urinpåse.
 Finns för män, kvinnor och barn.
 Nelaton och Tiemann spetsar.



DOLEMA AB

Epost: info@dolema.com

Telefon: 08 - 446 15 06, Telefax: 08 - 446 15 07

inga är lika! – www.dolema.com

Tekniska specifikationer

SAMTLIGA PRODUKTER ÄR FÖR ENGÅNGSBRUK.

Material:

Kateterkropp

Medicinsk kvalitet, DEHP-fri, PVC som ger en mjukare och mer flexibel kateter. Etylenoxidsteriliserad.

Kona

Medicinsk kvalitet, DEHP-fri, PVC. Etylenoxidsteriliserad. Standard färgkod.

Ytbeläggning


PVP K90 etylenoxidsteriliserad.

Vattenpåse i aluminium

Sterilt vatten.

Urinpåse


DEHP-fri PVC. Strålningssteriliserad.



Tvärsnitt torr HomeCath® kateter.



HomeCath® PLUS, enkel att använda.



Tvärsnitt våt HomeCath® kateter.



Beställningsinformation

HomeCath® tappningskatetrar, 40-pack					
DIAMETER	MAN (40 cm)	KVINNA (20 cm)	BARN		TIEMANN (40 cm)
			KORT (20 cm)	LÅNG (30 cm)	
CH06	HCM 4006		HCP 2006	HCP 3006	
CH08	HCM 4008		HCP 2008	HCP 3008	
CH10	HCM 4010		HCP 2010	HCP 3010	HCT 4010
CH12	HCM 4012	HCF 2012			HCT 4012
CH14	HCM 4014	HCF 2014			HCT 4014
CH 16	HCM 4016	HCF 2016			HCT 4016
CH 18	HCM 4018	HCF 2018			HCT 4018

HomeCath® PLUS med bipackat sterilt vatten, 30-pack					
DIAMETER	MAN (40 cm)	KVINNA (20 cm)	BARN		TIEMANN (40 cm)
			KORT (20 cm)	LÅNG (30 cm)	
CH06	HCM-SN 4006		HCP-SN 2006	HCP-SN 3006	
CH08	HCM-SN 4008		HCP-SN 2008	HCP-SN 3008	
CH10	HCM-SN 4010		HCP-SN 2010	HCP-SN 3010	HCT-SN 4010
CH12	HCM-SN 4012	HCF-SN 2012			HCT-SN 4012
CH14	HCM-SN 4014	HCF-SN 2014			HCT-SN 4014
CH 16	HCM-SN 4016	HCF-SN 2016			HCT-SN 4016
CH 18	HCM-SN 4018	HCF-SN 2018			HCT-SN 4018

HomeCath® KIT med bipackat sterilt vatten och urinpåse, 20-pack					
DIAMETER	MAN (40 cm)	KVINNA (20 cm)	BARN		TIEMANN (40 cm)
			KORT (20 cm)	LÅNG (30 cm)	
CH06	HKM 4006		HKP 2006	HKP 3006	
CH08	HKM 4008		HKP 2008	HKP 3008	
CH10	HKM 4010		HKP 2010	HKP 3010	
CH12	HKM 4012	HKF 2012			
CH14	HKM 4014	HKF 2014			
CH 16	HKM 4016	HKF 2016			
CH 18	HKM 4018	HKF 2018			

HomeCath® är ett registrerat varumärke för Istem Medikal.

DOLEMA AB

Epost: info@dolema.com

Telefon: 08 - 446 15 06, Telefax: 08 - 446 15 07



inga är lika! – www.dolema.com