

PRODUKTINFORMATION - PROTECTIV® ACUVANCE® 2



PERIFER VENKATETER MED STICKSKYDD

- Acuvance® säkerhets-PVK består av en mandrin med en inbyggd trubbig kanylsäkerhetsmekanism och en infusionskateter
- Acuvance® säkerhets-PVK är utformad för att minimera oavsiktliga kanylstick
- När kanylen dras tillbaka sträcks en trubbig kanyl-säkerhetsmekanism fram bortomkanylens spets
- Kateterns storlek (i G) och längd anges på produktförpackningen och färgen på kateterns plastfattning anger också dess storlek (i G)
- Röntgentät infusionskateter



Benämning	Färgkod	Storlek (Gauge)	Längd (mm)	Flödes hastighet ml/min	Art nr	Avdfp/st
Protectiv® Acuvance® 2 säkerhetskanyl	Orange	14G	45	315	1714-AI	50
Protectiv® Acuvance® 2 säkerhetskanyl	Grå	16G	45	210	1716-AI	50
Protectiv® Acuvance® 2 säkerhetskanyl	Grön	18G	45	100	1718-AI	50
Protectiv® Acuvance® 2 säkerhetskanyl	Grön	18G	32	110	1719-AI	50
Protectiv® Acuvance® 2 säkerhetskanyl	Rosa	20G	32	65	1720-AI	50
Protectiv® Acuvance® 2 säkerhetskanyl	Blå	22G	25	38	1722-AI	50