

Engångsskålar/set > Tvättset



Innehåll:

1 st tvådelad plastbricka 15x7,5x2cm i polyeten
 3 st Gasvävstork , storlek D
 2 st Plattork, 2,5x2,5 cm
 1 st Engångspincett, polyeten/polypropylen

alternativt:

1 st Skål 500 ml med 10 styck NW tork

Steriliseringmetod: Ånga

Förpackning:

Tr fp- kartong i korrugerad papp FEFCO II 23
 Avd/Prod fp- peel packFörpackningsmaterial Peel-pack, kartong

Uppfyller standards: MDD 93/42/CEE 2007/47/EC EN ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2004 Märkning EN 980



Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
490-007	Tvättset	150	900	N	N	S	

Produktbladsnr 2403

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2020-11-19 21:05