



## PLASTSUG

- Plastsug med mjukt rundad spets
- Konisk anslutning för direkt koppling till Oto-set med sugkontroll
- Finns i enkel- och dubbelböjd version
- Engångs, sterilt 1-styck förpackad i peel pack eller i "Big-pack" BP (2 x 40 pack)
- Sterilisering: EO
- Material: PVC/PP

Artikelnummer	mm	Färg	Avd./Trpt.frp	/peel-pack
<b>Dubbelböjd</b>				
6066101627	2,0 x 160	grön	40/600	1
6066101635	3,0 x 160	blå	40/600	1
6066101643	4,0 x 160	vit	40/600	1
<b>Enkelböjd</b>				
6066100627	2,0 x 160	grön	40/600	1
6066100635	3,0 x 160	blå	40/600	1
6066100635BP	3,0 x 160	blå	80/1200	40
6066100643	4,0 x 160	vit	40/600	1
6066100643BP	4,0 x 160	vit	80/1200	40
<b>Korta enkelböjda</b>				
6066101023	2,0 x 100	grön	40/600	1
6066101023BP	2,0 x 100	grön	80/1200	40

avd. fp. = minsta kvantitet / beställning