

# Product Data Sheet

Spruta luerlock 3komp Terumo

REF: SS+20L1



Tryckt: 29.4.2016

REF	Storlek	
SS+20L1	20 mL	
CE 0197		
<b>Material:</b>		Polypropylen, termoplastisk elastomer, silikonolja. Latex och PVC-fri.
<b>Egenskaper:</b>		Steril genomskinlig 3-komponent spruta med 1,0 ml
<b>Steril produkt:</b>		Ja
<b>Hållbarhetstid:</b>		5 år
<b>MBA/st:</b>		50
<b>Avdelningsförpackning/st:</b>		50
<b>Transportlåda/st:</b>		600