



10840

Tork Xpressnap® Vit Dispenserservett

Tork Xpressnap® Servettdispenser är ett utmärkt val för restauranger med självbetjäning. Med detta system kan du minska förbrukningen med 25 % jämfört med traditionella servettdispensrar. De vita dispenserservetterna Tork Xpressnap® (1-lagersservett) passar perfekt på välbesökta restauranger där det är viktigt att hålla nere kostnaderna.

- Unik förpackning där buntarna skyddas i en plastpåse som ger bättre hygien och enklare hantering
- Engagera kunderna med eget tryck – 75% av användarna läser meddelandet på servetten
- En större servett (ovikt) som passar utmärkt för alla typer av måltider

10840

Tork Xpressnap® Vit Dispenserservett

Produktdata

System	N4	Lager	1	Tryck	No
Vikt längd	10.7 cm	Vikt bredd	16.5 cm	Mönsterprägling	Yes
Ovikt längd	21.3 cm	Ovikt bredd	33 cm	Färg	Vit

Miljömärkningar/Fördelar



For Wiping



The mark of responsible forestry



Leveransdata

	Konsument-förpackning	Transport-förpackning	Pall
EAN	7322540539837	7322540539844	7322540550238
Förpacknings-material	Banderole / Shrink	Carton	
Antal	1125	9000	180000
Bruttovikt	1496.4 g	12.7 kg	254.14 kg
Höjd	165 mm	353 mm	1915 mm
Längd	98 mm	559 mm	1200 mm
Bredd	540 mm	404 mm	800 mm
Nettovikt	1462.9 g	11.7 kg	234.07 kg
Volym	8.73 dm ³	79.72 dm ³	1.59 m ³