

TEGERA® 911



Innervante för extra värme

Med lager på lager håller man värmen bättre. TEGERA 911 kan du använda som innervante under andra vantar.

TEGERA 911 är en tätt stickad vante i oblekt bomull med bra passform. Du kan använda den som innervante eller som skydd från kontakt med allergiframkallande ämnen.

MATERIAL Bomull
KVALITÉ Bra kvalitet
FAMILJ Tegera Basic
STORLEK 8, 10
FÖRPACKNING 12/600



STL	ART-NR	EAN-NR
8	911-8	7392626091177
10	911-10	7392626091191



TEGERA®
by ejendals