

Savett Sårvtättare



Savett Sårvtättare ersätter bomull och sårlösning i flaska. Smidiga och enkla att använda. Väl skyddade i sina förpackningar. Rengöringsvätskan utgörs av steril fysiologisk koksaltlösning.

Produktfördelar

- Sterila
- Styckförpackade
- Smidiga att använda

Refill till :

Savett Sårvtättarautomat (REF 3250)

Cederroth Första Hjälpen-tavla (REF 190900)

Cederroth Första Hjälpen-skåp Double Door (REF 290900)

Innehåll: 40 st Savett Sårvtättare 11 x 12 cm (Steril Fysiologisk Koksaltlösning)