



Pütter - binda ®

Kompressionsbinda - lågelastisk



Pütter - binda



Pütterbindan är en lågelastisk kompressionsbinda som är lätt att bandagera.

- Lågelastisk binda med kort sträckbarhet
- Märkt med tvättråd
- Latexfri

Egenskaper

• Pütter-bindans starka väv med en tånjbarhet om c:a 90% ger en mycket stark kompression med högt arbetstryck och lågt vilotryck.

• Den motlöpande förbandstekniken i kombination med den särskilt starka bandagekvaliteten gör det möjligt att tillverka utomordentligt hållbara förband med varaktig kompressionsverkan.

• Eftersom bindorna med kort sträckbarhet dessutom anpassar sig bra till benomfångets förändringar när ödemsvullnader går tillbaka, kan de, bortsett från det akuta, högedematösa stadiet, sitta kvar i ungefär tre dagar.

• Pütterbindan består av 100% bomull. Den är luftgenomsläpplig och hudvänlig samt kok- och steriliseringsbar.

Användning

Vid alla akuta och kroniska venösa ödem, venösa bensår och tromboflebit. Efter injektions-behandling av åderbräck.

Sortiment	Storlek	Avd. förp (Afp)	Art. nr.	Transp. förp.
Pütter-binda med förbandsklämmor, utsträckt 5 m lång				
enstyck i kartonger	8 cm	1 binda	931 808	40 st
	10 cm	1 binda	931 810	40 st
	12 cm	1 binda	931 812	60 st
lösa kartonger	6 cm	10 bindor	931 806	8 Afp
	8 cm	10 bindor	931 814	8 Afp
	10 cm	10 bindor	931 815	8 Afp
	12 cm	10 bindor	931 816	8 Afp