

Upphandlad av OneMed Sverige AB

Ambu® **Blue Sensor SP-00-S/50**

- Våt gel
- Tryckknapp
- Mjukt skummaterial
- 38 mm
- Latexfri

SP-elektrodens storlek lämpar sig väl till både barn och vuxna och den sitter bra även om patienten blir svettig/kallsvettig

Användningsområde t.ex:

- Övervakning på IVA, HIA, akutmott, vårdavd,
- i ambulansen.
- Holter på barn
- Arbets-EKG
- Anestesi – bra till längre operationer när man vill att elektroden ska sitta kvar en tid.

Observera!

Fixera elektroden utan att trycka på mitten. Detta för att förhindra att gelen pressas ut på häftmassan.



Artikelnummer
OneMed:
210302